




CATÁLOGO


MASTER MEDIKAL

Sensores de Oximetria

Tabela de Modelos de Sensores de Oximetria:

Tipo do Sensor	A	SA	Y	P	SP	SI
Foto do Sensor						
Descrição	Clipe de Dedo Adulto Reutilizável (Indicado para acima de 40kg)	Soft de Dedo Adulto Reutilizável (Indicado para acima de 40kg)	Universal Reutilizável (Indicado para acima de 1kg)	Clipe de Dedo Pediátrico Reutilizável (Indicado para 15kg a 40kg)	Soft de Dedo Pediátrico Reutilizável (Indicado para 15kg a 40kg)	Soft de Dedo Infantil Reutilizável (Indicado para 3kg a 15kg)

Para facilitar o seu pedido, peça através do código.



Site: www.mastermedikal.com.br

Telefone/WhatsApp: (35) 3471-3682

E-mail: adm@mastermedikal.com.br

Endereço: Rua Ver. Victor Manoel de Magalhães, nº 441

Bairro: Por do Sol - Santa Rita do Sapucaí - MG





SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Biolight	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR05 -MKSAR05 -MKYR05 -MKPR05 -MKSPR05 -MKSIR05	 Tecnologia Digital 5 pinos e 1 guia
Biolight A8 LifeMed M12	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR05-138 -MKSAR05-138 -MKYR05-138 -MKPR05-138 -MKSPR05-138 -MKSIR05-138	
LifeMed	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR05-DB9 -MKSAR05-DB9 -MKYR05-DB9 -MKPR05-DB9 -MKSPR05-DB9 -MKSIR05-DB9	 Tecnologia BCI DB-9 - Macho
Bionet	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR06 -MKSAR06 -MKYR06 -MKPR06 -MKSPR06 -MKSIR06	 Tecnologia Nellcor AAMI – 7 pinos macho
Choice	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR09 -MKSAR09 -MKYR09 -MKPR09 -MKSPR09 -MKSIR09	


SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Fokkus	-Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR11 -MKYR11 -MKPR11 -MKSPR11 -MKSIR11	 Tecnologia Digital 5 pinos e 1 guia
Contec	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR11-070 -MKSAR11-070 -MKYR11-070 -MKPR11-070 -MKSPR11-070 -MKSIR11-070	
Creative	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR13-580 -MKSAR13-580 -MKYR13-580 -MKPR13-580 -MKSPR13-580 -MKSIR13-580	
Creative	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR13-DB9 -MKSAR13-DB9 -MKYR13-DB9 -MKPR13-DB9 -MKSPR13-DB9 -MKSIR13-DB9	
Criticare	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR14 -MKSAR14 -MKYR14 -MKPR14 -MKSPR14 -MKSIR14	 Tecnologia Criticare Metal 5 pinos macho




SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Criticare	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR14-DB9 -MKSAR14-DB9 -MKYR14-DB9 -MKPR14-DB9 -MKSPR14-DB9 -MKSIR14-DB9	 Tecnologia Criticare DB-9 - Macho
Dixtal	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR18 -MKSAR18 -MKYR18 -MKPR18 -MKSPR18 -MKSIR18	 Tecnologia Novamatrix/Dixtal Plástico 7 pinos
Drager	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR19 -MKSAR19 -MKYR19 -MKPR19 -MKSPR19 -MKSIR19	 Tecnologia Nellcor Redondo 7 pinos
Drager Oximax	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR19.OX -MKSAR19.OX -MKYR19.OX -MKPR19.OX -MKSPR19.OX -MKSIR19.OX	
Emai	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR20 -MKSAR20 -MKYR20 -MKPR20 -MKSPR20 -MKSIR20	 Tecnologia BCI DB-9 – Macho



SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Emai MX 600	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR20-D -MKSAR20-D -MKYR20-D -MKPR20-D -MKSPR20-D -MKSIR20-D	 Tecnologia BCI DB-9 – Macho
Datex	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR25-011 -MKSAR25-011 -MKYR25-011 -MKPR25-011 -MKSPR25-011 -MKSIR25-011	
Trusat	-Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR25-110 -MKSAR25-110 -MKYR25-110 -MKPR25-110 -MKSPR25-110 -MKSIR25-110	 Tecnologia Ohmeda DB-9 – Macho 2 guias
GE Marquette	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27 -MKSAR27 -MKYR27 -MKPR27 -MKSPR27 -MKSIR27	 Tecnologia Nellcor Retangular 11 pinos
GE trusignal	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27-064 -MKSAR27-064 -MKYR27-064 -MKPR27-064 -MKSPR27-064 -MKSIR27-064	



SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
GE Marquette Oximax	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27.OX -MKSAR27.OX -MKYR27.OX -MKPR27.OX -MKSPR27.OX -MKSIR27.OX	 Tecnologia Nellcor Oximax Retangular 11 pinos
GE Marquette Oximax B-650	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27.OX-OR -MKSAR27.OX-OR -MKYR27.OX-OR -MKPR27.OX-OR -MKSPR27.OX-OR -MKSIR27.OX-OR	
Ohmeda	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR28 -MKSAR28 -MKYR28 -MKPR28 -MKSPR28 -MKSIR28	 Tecnologia Ohmeda Plástico 7 pinos
Goldway	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR29 -MKSAR29 -MKYR29 -MKPR29 -MKSPR29 -MKSIR29	
JG Moriya	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR33 -MKSAR33 -MKYR33 -MKPR33 -MKSPR33 -MKSIR33	 Tecnologia BCI Redel 7 pinos 1 guia



SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
JG Moriya e DB9	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR33-DB9 -MKSAR33-DB9 -MKYR33-DB9 -MKPR33-DB9 -MKSPR33-DB9 -MKSIR33-DB9	
Mindray 311	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43-311 -MKSAR43-311 -MKYR43-311 -MKPR43-311 -MKSPR43-311 -MKSIR43-311	
Mindray 314	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43.OX-314 -MKSAR43.OX-314 -MKYR43.OX-314 -MKPR43.OX-314 -MKSPR43.OX-314 -MKSIR43.OX-314	
Mindray	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43.OX-680 -MKSAR43.OX-680 -MKYR43.OX-680 -MKPR43.OX-680 -MKSPR43.OX-680 -MKSIR43.OX-680	 Tecnologia Nellcor Oximax Redel 6 pinos 2 guias 80°
Mindray 640	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43-640 -MKSAR43-640 -MKYR43-640 -MKPR43-640 -MKSPR43-640 -MKSIR43-640	 Tecnologia Nellcor Redel 6 pinos 2 guias 40°



SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Nellcor	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR45 -MKSAR45 -MKYR45 -MKPR45 -MKSPR45 -MKSIR45	
Nellcor Não Oximax DOC	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR45-DOC -MKSAR45-DOC -MKYR45-DOC -MKPR45-DOC -MKSPR45-DOC -MKSIR45-DOC	
Nellcor Oximax	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR45.OX-DB9 -MKSAR45.OX-DB9 -MKYR45.OX-DB9 -MKPR45.OX-DB9 -MKSPR45.OX-DB9 -MKSIR45.OX-DB9	
Nellcor Oximax	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR45.OX-DOC -MKSAR45.OX-DOC -MKYR45.OX-DOC -MKPR45.OX-DOC -MKSPR45.OX-DOC -MKSIR45.OX-DOC	
General Medtec	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR46-640 -MKSAR46-640 -MKYR46-640 -MKPR46-640 -MKSPR46-640 -MKSIR46-640	 Tecnologia Nellcor Redel 6 pinos 2 guias 40°




SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
General Medtec	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR46D -MKSAR46D -MKYR46D -MKPR46D -MKSPR46D -MKSIR46D	
Nihon Kohden	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR47 -MKSAR47 -MKYR47 -MKPR47 -MKSPR47 -MKSIR47	
Nonim	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR48 -MKSAR48 -MKYR48 -MKPR48 -MKSPR48 -MKSIR48	
Omnimed Digital	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR50-D -MKSAR50-D -MKYR50-D -MKPR50-D -MKSPR50-D -MKSIR50-D	 Tecnologia Digital Redel 6 pinos 1 guia
Takaoka	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR52 -MKSAR52 -MKYR52 -MKPR52 -MKSPR52 -MKSIR52	 Tecnologia K. Takaoka Redel 6 pinos 1 guia

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Philips	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR53-8 -MKSAR53-8 -MKYR53-8 -MKPR53-8 -MKSPR53-8 -MKSIR53-8	 Tecnologia Nellcor Conector 8 pinos
Philips	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR53-12 -MKSAR53-12 -MKYR53-12 -MKPR53-12 -MKSPR53-12 -MKSIR53-12	 Tecnologia Nellcor Conector 12 pinos
Prolife	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR54-7P -MKSAR54-7P -MKYR54-7P -MKPR54-7P -MKSPR54-7P -MKSIR54-7P	 Tecnologia Nellcor Oximax Redel 7 pinos 1 guia
Prolife	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR54-8P -MKSAR54-8P -MKYR54-8P -MKPR54-8P -MKSPR54-8P -MKSIR54-8P	 Tecnologia Nellcor Oximax Redel 8 pinos 1 guia
Zoll	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR59 -MKSAR59 -MKYR59 -MKPR59 -MKSPR59 -MKSIR59	 Tecnologia Masimo Conector 3M

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Comen	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR60 -MKSAR60 -MKYR60 -MKPR60 -MKSPR60 -MKSIR60	 Tecnologia Digital Redel 6 pinos 1 guia
Comen C50	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR60-035 -MKSAR60-035 -MKYR60-035 -MKPR60-035 -MKSPR60-035 -MKSIR60-035	
World Life	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR61 -MKSAR61 -MKYR61 -MKPR61 -MKSPR61 -MKSIR61	 Tecnologia BCI Redel 6 pinos 2 guias 40°
Oxyline	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR62 -MKSAR62 -MKYR62 -MKPR62 -MKSPR62 -MKSIR62	
Oximaster 300	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR63 -MKSAR63 -MKYR63 -MKPR63 -MKSPR63 -MKSIR63	




SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Olidef Northern Meditec	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR65 -MKSAR65 -MKYR65 -MKPR65 -MKSPR65 -MKSIR65	
MD Utech	-Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR66 -MKSAR66 -MKYR66 -MKPR66 -MKSPR66 -MKSIR66	





CATÁLOGO
MASTER MEDIKAL

Cabos de Extensão

CABOS DE EXTENSÃO

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Biolight A8 LifeMed M12	Cabos de Extensão para Sensores Biolight A8 LifeMed M12	-MKCAB708-05-138	
Creative	Cabos de Extensão para Sensores Creative	-MKCAB708-13-580	
Criticare	Cabos de Extensão para Sensores Criticare	-MKCAB780-14-DB9	
Drager	Cabos de Extensão para Sensores Drager	-MKCAB708-23	
Drager Oximax	Cabos de Extensão para Sensores Drager Oximax	-MKCAB710-23.OX	
Datex	Cabos de Extensão para Sensores Datex	-MKCAB708-25-011	
GE Marquette	Cabos de Extensão para Sensores GE Marquette	-MKCAB708-27	
GE Marquette Oximax	Cabos de Extensão para Sensores GE Marquette Oximax	-MKCAB710-27.OX	
Goldway	Cabos de Extensão para Sensores Goldway	-MKCAB780-29	

CABOS DE EXTENSÃO

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
JG Moriya	Cabos de Extensão para Sensores JG Moriya	-MKCAB708-33	
Mindray 311	Cabos de Extensão para Sensores Mindray 311	-MKCAB780-43-311	
Mindray 640	Cabos de Extensão para Sensores Mindray 640	-MKCAB780-43-640	
Mindray 314	Cabos de Extensão para Sensores Mindray 314	-MKCAB710-43.OX-314	
Mindray 680	Cabos de Extensão para Sensores Mindray 680	-MKCAB710-43.OX-680	
Nellcor	Cabos de Extensão para Sensores Nellcor	-MKCAB780-45	
Nellcor Oximax	Cabos de Extensão para Sensores Nellcor Oximax	-MKCAB710-45.OX-DB9	
Nihon Kohden	Cabos de Extensão para Sensores Nihon Kohden	-MKCAB708-47	
Nonim	Cabos de Extensão para Sensores Nonim	-MKCAB780-48	

CABOS DE EXTENSÃO

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Philips	Cabos de Extensão para Sensores Philips	-MKCAB780-53-8	
Comen C50	Cabos de Extensão para Sensores Comen C50	-MKCAB708-60-035	
Nellcor Oximax	Cabos de Extensão para Sensores Nellcor Oximax	-MKCAB710-70	