

MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS

MULT MASTER

70



O Mult Master 70 é um monitor multiparamétrico desenvolvido para oferecer praticidade, visualização eficiente e acompanhamento confiável dos sinais vitais. Com tela touch screen (opcional) de 12,1" e operação intuitiva, é indicado para ambientes que exigem monitorização contínua com mais agilidade na rotina.

Principais Características:

- **Tela:** TFT LCD colorida de 12,1”;
- **Operação:** Touch screen (Opcional);
- **Parâmetros básicos de monitoração:** ECG (3/5 derivações), SpO₂ (0–100%), PNI (adulto, pediátrico, neonatal), frequência respiratória por impedância, temperatura (2 canais), pulso;
- **Parâmetros opcionais:** EtCO₂ (Side Stream e Main Stream), IBP, análise de arritmia, ST segment e Impressora térmica integrada;
- **Opcional especial sub consulta:** Débito Cardíaco (disponível somente nos modelos 70);
- **Interface de rede:** Conexão de rede RJ45 que permite integrar o equipamento ao sistema de monitoramento central, facilitando o acompanhamento dos pacientes de forma prática e integrada;
- **Alarmes:** Sonoras e Visuais;
- **Segurança Elétrica:** Proteção contra descarga de desfibrilador;
- **Quantidade de arritmias:** 13
- **Proteção IPX:** IPX2
- **Presença de curva pletismografica;**
- **Indicação numérica das pressões sistólicas, média e diastólica;**
- **Método de Medição PNI:** Oscilométrico;
- **Presença de calculo de Drogas;**
- **Sistema:** Pré-configurado, com estrutura compacta e funcional;
- **Versatilidade:** Indicado para diferentes aplicações clínicas;
- **Conectividade:** Integração com sistema de monitoramento central via RJ45;
- **Acompanhamento de dados:** Facilita o monitoramento das informações e a integração com a rotina assistencial;
- **Aplicação:** Adulto, pediátrico e neonatal;
- **Armazenamento:** Armazenamento e revisão de tendências gráficas;
- **Voltagem:** Bivolt automatico;
- **Registro Anvisa:** 80602030082.

Tabela Faixa de Medição

ECG	PNI
Adulto: 15–300 bpm Pediatrico e Neonatal: 15–350 bpm	Adulto: Sis– 30–270mmHg Dias–10–220mmHg Média– 20–235mmHg Pediatrico: Sis– 30–235mmHg Dias– 10–195mmHg Média– 20–210mmHg Neonatal: Sis– 30–135mmHg Dias– 10–100mmHg Média– 20–110mmHg
SpO2	PI
0–100%	–30–300mmHg
CO2	FC
CO2: 0–150mmHg InsCO2: 0–150mmHg AwRR: 2–150Rpm	Adulto: 15–300bpm Ped/Neo: 15–350bpm
TEMPERATURA	
0~50°C	

Modelos Disponíveis:

MOD 70-B Código: 10230003 Básico	MOD 70T-B Código: 10230021 Tela Touch Básico
MOD 70-BI Código: 10230006 Básico 2 IBP	MOD 70T-BI Código: 10230017 Tela Touch Básico 2 IBP
MOD 70-BSS Código: 10230007 Básico Side Stream	MOD 70T-BSS Código: 10230018 Tela Touch Básico Side Stream
MOD 70-BSSI Código: 10230008 Básico 2 IBP Side Stream	MOD 70T-BSSI Código: 10230019 Tela Touch Básico 2 IBP Side Stream
MOD 70-BMS Código: 10230009 Básico Main Stream	MOD 70T-BMS Código: 10230020 Tela Touch Básico Main Stream
MOD 70-BMSI Código: 10230010 Básico 2 IBP Main Stream	MOD 70T-BMSI Código: 10230052 Tela Touch Básico 2 IBP Main Stream
MOD 70-BP Código: 10230011 Básico Impressora	MOD 70T-BP Código: 10230023 Tela Touch Básico Impressora
MOD 70-BPI Código: 10230012 Básico 2 IBP Impressora	MOD 70T-BPI Código: 10230027 Tela Touch Básico 2 IBP Impressora
MOD 70-BPSS Código: 10230013 Básico Side Stream Impressora	MOD 70T-BPSS Código: 10230028 Tela Touch Básico Side Stream Impressora
MOD 70-BPSSI Código: 10230014 Básico 2 IBP Side Stream Impressora	MOD 70T-BPSSI Código: 10230029 Tela Touch Básico 2 IBP Side Stream Impressora
MOD 70-BPMS Código: 10230015 Básico Main Stream Impressora	MOD 70T-BPMS Código: 10230030 Tela Touch Básico Main Stream Impressora
MOD 70-BPMSI Código: 10230016 Básico 2 IBP Main Stream Impressora	MOD 70T-BPMSI Código: 10230031 Tela Touch Básico 2 IBP Main Stream Impressora

*Legenda:

B - Configuração Básica; **I** - 2 Canais de Pressão Invasiva (IBP); **SS** - Capnografia Side Stream; **MS** - Capnografia Main Stream; **P** - Impressora térmica; **T** - Tela Touch Screen.

☎ 11 4133-6300

✉ vendas@medmax.com.br

📍 Av Cauaxi, 293 Alphaville - Barueri - SP

🌐 www.medmax.com.br

CONHEÇA NOSSO E-COMMERCE:

