

MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS

MULT MASTER

90



O Mult Master 90 é um monitor multiparamétrico desenvolvido para oferecer acompanhamento confiável dos sinais vitais com praticidade e boa visualização. Com tela TFT LCD colorida de 12,1", é indicado para ambientes que exigem monitorização contínua e operação eficiente no dia a dia.

Principais Características:

- **Tela:** TFT LCD colorida de 12,1”;
- **Parâmetros básicos de monitoração:** ECG (3/5 derivações), SpO₂ (0–100%), PNI (adulto, pediátrico, neonatal), frequência respiratória por impedância, temperatura (2 canais), pulso;
- **Parâmetros opcionais:** EtCO₂ (Side Stream e Main Stream), IBP, análise de arritmia, ST segment e Impressora térmica integrada;
- **Interface de rede:** Conexão de rede RJ45 que permite integrar o equipamento ao sistema de monitoramento central, facilitando o acompanhamento dos pacientes de forma prática e integrada;
- **Alarmes:** Sonoras e Visuais;
- **Segurança Elétrica:** Proteção contra descarga de desfibrilador;
- **Quantidade de arritmias:** 13
- **Proteção IPX:** IPX2
- **Presença de curva pletismografica;**
- **Indicação numérica das pressões sistólicas, média e diastólica;**
- **Método de Medição PNI:** Oscilométrico;
- **Presença de calculo de Drogas;**
- **Sistema:** Pré-configurado, com estrutura compacta e funcional;
- **Versatilidade:** Indicado para diferentes aplicações clínicas;
- **Conectividade:** Integração com sistema de monitoramento central via RJ45;
- **Acompanhamento de dados:** Facilita o monitoramento das informações e a integração com a rotina assistencial;
- **Aplicação:** Adulto, pediátrico e neonatal;
- **Armazenamento:** Armazenamento e revisão de tendências gráficas;
- **Voltagem:** Bivolt automatico;
- **Registro Anvisa:** 80602030082.

Tabela Faixa de Medição

ECG	PNI
Adulto: 15-300 bpm Pediátrico e Neonatal: 15-350 bpm	Adulto: Sis- 40-270mmHg Dias-10-215mmHg Média- 20-235mmHg Pediátrico: Sis- 40-200mmHg Dias- 10-150mmHg Média- 20-165mmHg Neonatal: Sis- 40-135mmHg Dias- 10-100mmHg Média- 20-110mmHg
SpO2	PI
0-100%	-10-300mmHg
CO2	FC
CO2: 0-150mmHg InsCO2: 0-150mmHg AwRR: 2-150Rpm	Adulto: 0~120rpm Ped/Neo: 0~150bpm
TEMPERATURA	
0~50°C	

Modelos Disponíveis:

MOD 90-B

Código: 10230054

Básico

MOD 90-BI

Código: 10230055

Básico

2 IBP

MOD 90-BSS

Código: 10230056

Básico

Side Stream

MOD 90-BSSI

Código: 10230059

Básico

2 IBP

Side Stream

MOD 90-BMS

Código: 10230060

Básico

Main Stream

MOD 90-BMSI

Código: 10230061

Básico

2 IBP

Main Stream

MOD 90-BP

Código: 10230063

Básico

Impressora

MOD 90-BPI

Código: 10230064

Básico

2 IBP

Impressora

MOD 90-BPSS

Código: 10230065

Básico

Side Stream

Impressora

MOD 90-BPSSI

Código: 10230066

Básico

2 IBP

Side Stream

Impressora

MOD 90-BPMS

Código: 10230067

Básico

Main Stream

Impressora

MOD 90-BPMSI

Código: 10230068

Básico

2 IBP

Main Stream

Impressora

*Legenda:

B - Configuração Básica; **I** - 2 Canais de Pressão Invasiva (IBP); **SS** - Capnografia Side Stream; **MS** - Capnografia Main Stream; **P** - Impressora térmica; **T** - Tela Touch Screen.

 11 4133-6300

 vendas@medmax.com.br

 Av Cauaxi, 293 Alphaville - Barueri - SP

 www.medmax.com.br

CONHEÇA NOSSO E-COMMERCE:

