

MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS

MULT MASTER

92



O Mult Master 92 é um monitor multiparamétrico desenvolvido para oferecer monitorização confiável, ampla visualização e praticidade na rotina clínica. Com tela TFT LCD colorida de 15" e opção touch screen, é indicado para ambientes que exigem acompanhamento contínuo dos sinais vitais com mais eficiência.



Principais Características:

- **Tela:** TFT LCD colorida de 15”;
- **Operação:** Touch screen (Opcional);
- **Parâmetros básicos de monitoração:** ECG (3/5 derivações), SpO₂ (0–100%), PNI (adulto, pediátrico, neonatal), frequência respiratória por impedância, temperatura (2 canais), pulso;
- **Parâmetros opcionais:** EtCO₂ (Side Stream e Main Stream), IBP, análise de arritmia, ST segment e Impressora térmica integrada;
- **Interface de rede:** Conexão de rede RJ45 que permite integrar o equipamento ao sistema de monitoramento central, facilitando o acompanhamento dos pacientes de forma prática e integrada;
- **Alarmes:** Sonoras e Visuais;
- **Segurança Elétrica:** Proteção contra descarga de desfibrilador;
- **Quantidade de arritmias:** 13
- **Proteção IPX:** IPX2
- **Presença de curva pletismografica;**
- **Indicação numérica das pressões sistólicas, média e diastólica;**
- **Método de Medição PNI:** Oscilométrico;
- **Presença de calculo de Drogas;**
- **Sistema:** Pré-configurado, com estrutura compacta e funcional;
- **Versatilidade:** Indicado para diferentes aplicações clínicas;
- **Conectividade:** Integração com sistema de monitoramento central via RJ45;
- **Acompanhamento de dados:** Facilita o monitoramento das informações e a integração com a rotina assistencial;
- **Aplicação:** Adulto, pediátrico e neonatal;
- **Armazenamento:** Armazenamento e revisão de tendências gráficas;
- **Voltagem:** Bivolt automatico;
- **Registro Anvisa:** 80602030082.

Tabela Faixa de Medição

ECG	PNI
Adulto: 15-300 bpm Pediátrico e Neonatal: 15-350 bpm	Adulto: Sis- 30-270mmHg Dias-10-220mmHg Média- 20-235mmHg Pediátrico: Sis- 30-235mmHg Dias- 10-195mmHg Média- 20-210mmHg Neonatal: Sis- 30-135mmHg Dias- 10-100mmHg Média- 20-110mmHg
SpO2	PI
0-100%	-10-300mmHg
CO2 (Side e Mainstream)	FC
CO2: 0-150mmHg InsCO2: 0-150mmHg AwRR: 2-150Rpm	Adulto: 15~300bpm Ped/Neo: 15~350bpm
TEMPERATURA	
0~50°C	

Modelos Disponíveis:

MOD 92-B Básico	Código: 10230053
MOD 92-BI Básico 2 IBP	Código: 10230069
MOD 92-BSS Básico Side Stream	Código: 10230070
MOD 92-BSSI Básico 2 IBP Side Stream	Código: 10230071
MOD 92-BMS Básico Main Stream	Código: 10230072
MOD 92-BMSI Básico 2 IBP Main Stream	Código: 10230073
MOD 92-BP Básico Impressora	Código: 10230074
MOD 92-BPI Básico 2 IBP Impressora	Código: 10230075
MOD 92-BPSS Básico Side Stream Impressora	Código: 10230076
MOD 92-BPSSI Básico 2 IBP Side Stream Impressora	Código: 10230077
MOD 92-BPMS Básico Main Stream Impressora	Código: 10230078
MOD 92-BPMSI Básico 2 IBP Main Stream Impressora	Código: 10230079

MOD 92T-B Tela Touch Básico	Código: 10230080
MOD 92T-BI Tela Touch Básico 2 IBP	Código: 10230081
MOD 92T-BSS Tela Touch Básico Side Stream	Código: 10230082
MOD 92T-BSSI Tela Touch Básico 2 IBP Side Stream	Código: 10230083
MOD 92T-BMS Tela Touch Básico Main Stream	Código: 10230084
MOD 92T-BMSI Tela Touch Básico 2 IBP Main Stream	Código: 10230085
MOD 92T-BP Tela Touch Básico Impressora	Código: 10230086
MOD 92T-BPI Tela Touch Básico 2 IBP Impressora	Código: 10230087
MOD 92T-BPSS Tela Touch Básico Side Stream Impressora	Código: 10230088
MOD 92T-BPSSI Tela Touch Básico 2 IBP Side Stream Impressora	Código: 10230089
MOD 92T-BPMS Tela Touch Básico Main Stream Impressora	Código: 10230090
MOD 92T-BPMSI Tela Touch Básico 2 IBP Main Stream Impressora	Código: 10230091

*Legenda:

B - Configuração Básica; **I** - 2 Canais de Pressão Invasiva (IBP); **SS** - Capnografia Side Stream; **MS** - Capnografia Main Stream; **P** - Impressora térmica; **T** - Tela Touch Screen.

☎ 11 4133-6300

✉ vendas@medmax.com.br

📍 Av Cauaxi, 293 Alphaville - Barueri - SP

🌐 www.medmax.com.br

CONHEÇA NOSSO E-COMMERCE:

